

Jazzy Assist Produkt Benutzerhandbuch



Copyright © 2026

Pride Mobility Products Ltd.

CMG001/Rev A/Februar 2026



1. Einführung

Lieber Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich für den Jazzy Assist Elektrorollstuhl entschieden haben. (im Folgenden als "Elektrorollstuhl" bezeichnet). Dieses Handbuch ist ein wichtiges Dokument, das Produktinformationen, Bedienungsanleitungen und Informationen zum Kundendienst enthält. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um eine korrekte Bedienung und Wartung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält patent- und urheberrechtlich geschützte Informationen und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung unseres Unternehmens weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Dieses Handbuch enthält Bedienungsanweisungen, Einschränkungen, Warnungen und Wartungsinformationen gemäß ISO 7176-15. Bitte lesen, befolgen und bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf. Wenn die Produktkonfiguration, das Zubehör oder Software-Updates von diesem Handbuch abweichen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler, um die neuesten Informationen zu erhalten. Die neueste Version ist maßgebend.

Diese Macht Rollstuhl als Medizinprodukt, für die Europäische Union (EU / EWR), ist es in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2017 / 745 (MDR) und CE-Kennzeichnung ist in Übereinstimmung mit der EU MDR. For UK, ist es in Übereinstimmung mit UK Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No 618, in der geänderten Fassung) und UKCA Kennzeichnung ist in Übereinstimmung mit dem Vereinigten Königreich MDR angebracht.

Der Inhalt dieses Handbuchs basiert auf der Erwartung, dass ein Experte für Mobilitätsgeräte den elektrischen Stuhl ordnungsgemäß an den Benutzer angepasst und das verschreibende medizinische Fachpersonal und / oder den autorisierten Pride-Händler bei der Einweisung in die Verwendung des Produkts unterstützt hat.

2. Sicherheitsvorkehrungen

2.1 Symbol Erklärung

Warnung

- Text, der mit diesem Symbol markiert ist, weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen führen kann.

Achtung

- Text, das mit diesem Symbol markiert ist, weist auf eine gefährliche Situation

hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und Sachschäden führen kann.

2.2 Zweckbestimmung

Der Verwendungszweck des Elektrorollstuhls besteht darin, Personen mit eingeschränkter Mobilität, die in der Lage sind, einen Elektrorollstuhl zu bedienen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Mobilität zu ermöglichen.

2.3 Vorgesehene Personengruppe

Personen mit Mobilitätseinschränkungen, die Schwierigkeiten haben, lange Strecken zu Fuß zurückzulegen, und die in der Lage sind, einen Elektrorollstuhl zu bedienen.

2.4 Sicherheitsvorkehrungen für elektrische Geräte

Achtung

Dieser Power Wheelchair wurde gemäß den Klimaprüfungsanforderungen der ISO 7176-9 getestet.

- Dieser Test stellt sicher, dass der Benutzer oder der Betreuer genügend Zeit hat, den Elektrorollstuhl aus dem Regen zu bewegen und an einen sicheren Ort zu bringen;
- Betreiben Sie den Elektrorollstuhl nicht während Gewitter;
- Setzen Sie diesen Elektrorollstuhl nicht starkem Regen aus;
- Verlassen Sie diesen Elektrorollstuhl nicht über einen längeren Zeitraum an feuchter Stelle;
- Verwenden Sie keine automatischen Autowaschanlagen, um den Power-Rollstuhl zu besprühen oder zu reinigen. Wenn der Power-Rollstuhl direkt Regen, Rauch oder feuchter Luft ausgesetzt ist, kann es zu elektrischen oder mechanischen Ausfällen oder Rost kommen.

2.5 Produktbetriebsbedingungen

Achtung

- Temperatur: 0 - 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90%
- Atmosphärischer Druck: 78,9~106 kPa;
- Keine starke elektromagnetische Störung

2.6 Anweisungen vor der Verwendung

- Betreiben Sie den Elektrorollstuhl nicht, bevor Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
- Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen für die maximale Tragfähigkeit. Überlastung ist strengstens verboten. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch eine einzelne Person bestimmt; es dürfen keine Passagiere mitgenommen werden.
- Betreiben Sie den Elektrorollstuhl nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol stehen oder müde sind.
- Fahren Sie bei schlechten Sichtverhältnissen nicht nachts.
- Sehbehinderte Personen dürfen keine Elektrorollstühle alleine bedienen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Vor der Verwendung überprüfen Sie bitte, ob das Produkt irgendwelche Anomalien aufweist, einschließlich der Batterie, der Reifen, des Joysticks und anderer Komponenten.
- Dieses Produkt verfügt über eine gewisse Wasserdichtigkeit (IPX4), darf aber nicht bei Regen oder Schnee gelagert oder verwendet werden.
- Schalten Sie den Elektrorollstuhl aus, bevor Sie ein- oder aussteigen.

2.7 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

Warnung

Bitte lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor der Benutzung sorgfältig durch. Trotz der Umsetzung von Risikokontrollmaßnahmen und Verifizierungs- / Validierungsaktivitäten bleiben Restrisiken bestehen. Die Benutzer müssen sich darüber im Klaren sein, dass der motorisierte Rollstuhl, wie alle Mobilitätshilfen, **nicht alle Risiken ausschließen kann, die mit der motorisierten Mobilität und dem Einsatz in realen Umgebungen verbunden sind**. Die sichere Nutzung hängt von einem korrekten Betrieb, einer angemessenen Benutzerfähigkeit und geeigneten Umgebungsbedingungen ab.

- Der Power Wheelchair ist für ebene und glatte Böden geeignet. Verwenden Sie ihn nicht über längere Zeit auf schlammigen, nassen, unebenen oder anderen ungeeigneten Geländebedingungen.
- Vermeiden Sie das Fahren auf Straßen mit schlechten Bedingungen oder gefährlichen Straßen (wie Grasland, Schotterstraßen, unebenen Oberflächen oder Brücken ohne Geländer). Handeln Sie immer vorsichtig und setzen Sie die Sicherheit an erste Stelle. Bremsen Sie beim Bergauf- oder Bergabfahren ab.
- Versuchen Sie, so weit wie möglich zu vermeiden, in überfüllte Gebiete mit dichtem Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr zu gehen.
- Ziehen Sie beim Fahren immer den Sicherheitsgurt an. Er muss auch an Steigungen, auf rutschigen Straßen, in Hindernisgebieten, bei Kurven und in dicht

besiedelten Umgebungen angelegt sein

- Vor dem Einsteigen den Fußrasten hochziehen. Nicht auf die Fußrasten treten, um Instabilität und Unfälle zu vermeiden.
- Dieser Power Rollstuhl kann Steigungen bis zu 7° besteigen; Überschreiten Sie diese Grenze nicht. Vermeiden Sie beim Abbiegen, Beschleunigen oder Bremsen den Betrieb an Hängen, die steiler als 7 ° sind. Plötzlich scharfe Kurven oder schnelles Beschleunigen / Abbremsen an Hängen sind strengstens verboten. Parken Sie nicht, steigen Sie nicht ein / aus und bleiben Sie nicht auf Hängen, die steiler als 23,8 ° sind. Verlangsamen Sie beim Abbiegen an Hängen, um Überschlänge zu vermeiden. Gehen Sie immer geradlinig auf und ab, nicht diagonal. Der Bremsweg an Hängen kann viel länger sein als auf ebenem Boden, also verlangsamen Sie bitte beim Abstieg. Auch bei unsachgemäßer Bedienung des Geräts besteht immer noch die Gefahr des Umkippens.
- Dieser Elektrorollstuhl kann Stufen oder Schwellen mit einer Höhe von weniger als 2,5 cm überqueren. Bei Stufen oder Schwellen mit einer Höhe von mehr als 2,5 cm ist das direkte Überqueren verboten. Bitte fahren Sie einen Umweg oder nutzen Sie Hilfseinrichtungen. Je nach Oberflächenbeschaffenheit, Anfahrwinkel, Geschwindigkeit, Belastung und Betriebsart kann der Rollstuhl eine 2,5-cm-Stufe oder -Schwelle möglicherweise nicht in einem einzigen Versuch überqueren.
- Wenn der Rollstuhl sich im manuellen Schubmodus befindet, parken Sie ihn nicht auf einer Steigung. Sitzen Sie zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem intelligenten Rollstuhl, um Unfälle zu vermeiden, die durch das Abrollen des Rollstuhls bergab verursacht werden.
- Schalten Sie das Elektrorollstuhl nicht während der Fahrt vom Fahrmodus in den Handbetrieb um.
- Vor der Benutzung muss der Batteriestand unbedingt überprüft werden, um zu verhindern, dass der Elektrorollstuhl aufgrund eines Strommangels anhält.
- Sobald Anzeichen von Instabilität (Stöße, Kippen, Schleudern) oder andere anomale Zustände (Alarm, Geräusche, Vibrationen, Lenkungsinstabilität) auftreten, sollten Sie sofort langsamer werden, anhalten, die Stromversorgung ausschalten und eine Sicherheitsüberprüfung durchführen.
- Betreiben Sie den Elektrorollstuhl nicht außerhalb seines Nennbereichs (z. B. Kraftfahrzeugspuren, tiefe Kiesgruben, weicher Boden, vereiste Straßen, steile Hänge, Treppen, Rolltreppen usw.).
- Wenn Sie einen Elektrorollstuhl bedienen, legen Sie Ihre Füße fest auf die Fußrasten, um das Risiko zu vermeiden, dass Ihre Füße in die Räder geraten. Nehmen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie lose oder lange Kleidung mit einem herabhängenden Gürtel tragen, da diese in die Räder geraten können.
- Schließen Sie keine elektrische oder mechanische Ausrüstung an den Elektrorollstuhl an, es sei denn, sie wurde offiziell genehmigt. Die Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile kann die Garantie ungültig machen und Sicherheitsrisiken darstellen.

- Beim Heben oder Transportieren des Power Rollstuhls beachten Sie das Gewicht und heben Sie das Gerät nicht an beweglichen Teilen.
- Ändern Sie den Elektrorollstuhl nicht in irgendeiner Weise, die seine Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Fahren Sie nicht in der Mitte der Fahrspur. Achten Sie beim Überqueren der Straße auf Fußgänger und Fahrzeuge.
- Bei der Überführung in ein Kleinfahrzeug zum Fahren ist es strengstens verboten, dass der Benutzer auf dem Power Wheelchair sitzt. Bitte überführen Sie den Benutzer auf den ursprünglichen Sitz des Fahrzeugs und verwenden Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs.
- Bringen Sie den Elektrorollstuhl nicht in den Untersuchungsraum der MRT, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Machen Sie keine Wendemanöver in engen Räumen in der Nähe von Kanten (Treppen, Schlaglöcher usw.).
- Stellen Sie immer sicher, dass die Kippsicherungsräder in gutem Zustand sind. Das Montieren schwerer Gegenstände auf dem Elektrorollstuhl führt zu einer Verschiebung des Schwerpunkts, daher sollten Sie langsamer fahren und mit besonderer Vorsicht fahren.
- Verwenden Sie den Langsamfahrmodus und beschleunigen Sie langsam in Innenräumen, überfüllten oder komplexen Umgebungen. Eine längere Hochgeschwindigkeitsfahrt ist verboten.
- Bitte vermeiden Sie Hochgeschwindigkeitskollisionen zwischen dem Elektrorollstuhl und Hindernissen oder Wänden. Es ist verboten, den Elektrorollstuhl zum Klettern zu benutzen oder konzentrierte Punktlasten zu tragen (z. B. nur auf der Fußstütze oder dem Handlauf zu stehen). Beim Transport oder Überqueren von Hängen / Türschritten müssen Pflegekräfte aus einer stabilen Position Hilfe leisten, um strukturelle Schäden durch Torsionsbelastung zu vermeiden.
- Langfristige Sonneneinstrahlung, Nähe zu Wärmequellen oder kontinuierlicher Hochstrombetrieb können zu einer Überhitzung führen. Wenn die Temperatur des Gehäuses oder Motors zu hoch ist, sollte die Nutzung sofort eingestellt und nach dem Abkühlen eine Inspektion durchgeführt werden. Niedrige Temperaturen verringern die Batterie- und Bremsleistung. Vor dem Starten oder Aufladen bei Kälte sollte der Power-Rollstuhl in eine trockene und belüftete Umgebung gestellt werden, um die Raumtemperatur wiederherzustellen. Bei anormalen Bedingungen (brennender Geruch, abnormales Geräusch, plötzlicher Leistungsabfall) muss er sofort ausgeschaltet und der Dienstleister kontaktiert werden.
- Reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig Bauteile, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen (Sitzkissen, Armlehnen, Joystick), wie erforderlich, und befolgen Sie die Reinigungsmethoden in diesem Handbuch. Halten Sie den Power-Rollstuhl trocken und gut belüftet. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, keine Dampfreinigung und kein Einweichen. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in elektronische Bauteile oder Anschlüsse gelangt. Bei Verunreinigungen durch

Körperflüssigkeiten sind unverzüglich medizinische Reinigungsverfahren durchzuführen und geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

- Lassen Sie keine anderen Personen den Elektrorollstuhl ziehen oder schieben, und verwenden Sie ihn nicht als Zuggerät.
- Verlassen Sie den Rollstuhl – insbesondere die Batterie – nicht für längere Zeit (z. B. über Nacht) unter 0 °C. Lagern Sie ihn trocken und warm im Innenraum. Wenn Sie ihn in einer nicht beheizten Garage oder einem anderen kalten Bereich lagern, entfernen Sie die Batterie und halten Sie sie im Innenraum.
- Laden Sie das Gerät nicht bei kalten Temperaturen auf. Bewegen Sie den Rollstuhl oder die Batterie ins Innere und warten Sie, bis die Batterie auf über 5 °C erwärmt ist (idealerweise nahe Raumtemperatur), bevor Sie aufladen.
- Bei der Einlieferung eines Rollstuhls ist der offizielle Rollstuhltransportbeutel zu verwenden. Vor der Einlieferung sind die Vorderlenkrollen zu klappen. Für den Lufttransport werden vorrangig Großflugzeuge empfohlen.

2.8 Auszüge aus EMC-relevanten Richtlinien und Erklärungen

Dieses Produkt entspricht der **IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020** Norm und erfüllt die Anforderungen sowohl an die elektromagnetische Immunität als auch an die Emissionen.

Externe elektromagnetische Störungen (z. B. Radio-, Fernsehübertrager, CB-Radiowellen, Garagentoröffner, Funktelefone usw.) können folgende Probleme verursachen:

- Bremsausfall, automatischer Start oder ungewöhnliche Lenkung;
- Das Steuersystem ist dauerhaft beschädigt;
- Unerwartete Bewegung, Leistungseinbußen oder Verlust der Kontrolle.

Wenn die obigen Anomalien in der Nähe einer starken elektromagnetischen Feldquelle auftreten, lassen Sie sofort den Joystick los/schalten Sie die Stromversorgung aus; Bewegen Sie den Elektrorollstuhl um eine sichere Distanz, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Halten Sie einen sicheren Abstand zu folgenden starken elektromagnetischen Strahlungsquellen:

- Walkie-Talkies, industrielle Sender, Unterstationen;
- MRI (Magnetic Resonance Imaging), RF-Behandlungseinrichtung;
- Radio-Frequenz-Identifikations-(RFID)-Lesegeräte, Metalldetektoren, elektronische Artikelüberwachungssysteme;
- Near Field Communication (NFC)-Systeme, Wireless Power Transfer (WPT);
- Elektrokoagulatoren, elektrochirurgische Geräte, Diathermiegeräte.


Warnung:


- Die Modifikation des Produkts oder die Verwendung von elektrischen Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, ist strengstens verboten, da dies die elektromagnetische Strahlung erhöhen oder die Störfestigkeit verringern kann.
- Vermeiden Sie es, dieses Gerät neben anderen Geräten zu platzieren oder es auf andere Geräte zu stapeln. Wenn dies unumgänglich ist, beobachten Sie, ob beide Geräte ordnungsgemäß funktionieren.
- Nutzen Sie nur Zubehör, Sensoren und Kabel, die vom Hersteller spezifiziert oder bereitgestellt wurden; nicht spezifiziertes Zubehör kann die EMC-Leistung beeinträchtigen und zu einem ungewöhnlichen Betrieb führen.
- Wenn der Einsatzort innerhalb von <1,5 km von AM/FM/TV-Sendern liegt, prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, und stellen Sie die Sicherheit unter elektromagnetischer Störung sicher.
- Wenn die AC-Eingangsspannung unterbrochen wird, wird das Gerät das Laden der Batterie stoppen; Nach der Wiederherstellung der Stromversorgung wird das Laden automatisch fortgesetzt (dieser Leistungsabfall ist akzeptabel, ohne Sicherheitsrisiken oder Verlust der Grundleistung).

Die obigen Inhalte müssen streng eingehalten werden, um den sicheren und stabilen Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten.

3. Produktbeschreibung

3.1 Hauptstruktur des Produkts





3.2 Haupttechnische Spezifikationen

Artikel	Spezifikation
Nettogewicht (ohne Batterie)	15,9 kg (35,05 lb)
Maximallast	136 kg (300 lb)
Abmessungen (L×B×H)	1035 × 620 × 872 mm (40,75 × 24,41 × 34,33 Zoll)
Abmessungen zusammengeklappt (L×B×H)	820 × 620 × 380 mm (32,28 × 24,41 × 14,96 Zoll)
Sitzbreite	460 mm (18,11 Zoll)
Sitztiefe	437 mm (17,20 Zoll)
Lehnenhöhe	438 mm (17,24 Zoll)
Maximalgeschwindigkeit	6 km/h (3,73 mph)
Freiflughöhe	≤ 25 mm (0,98 in)
Bremsweg auf ebener Fahrbahn	≤ 930 mm (36,61 in)
Kletterfähigkeit	≤ 7°

Minimaler Wendekreis	852 mm (33,54 Zoll)
theoretische Fahrstrecke	10Ah: mit 100 kg Last bis zu 13,6 km (8,45 mi) 20Ah: mit 100 kg Last bis zu 27,2 km (16,90 mi)
Akku-Kapazität	10Ah (Standard) / 20Ah (optional)
Größe der Vorder-/Hinterräder	7" / 10"
Reifentyp	Vollgummireifen (Vorderrad), Luftreifen (Hinterrad)

Hinweis:

1. Die Tragfähigkeit wird mit einem Dummy oder einer Person gleichen Gewichts getestet.
2. Die maximale Reichweite wird auf ebenen Straßen bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit getestet. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund von Faktoren wie Straßenoberfläche und Fahrgewohnheiten variieren.

3.3 Lagerbedingungen

- Verpackungsspeichertemperatur: -20°C bis 65°C;
- Relative Luftfeuchtigkeit: $\leq 90\%$;
- Atmosphärischer Druck: 56-106 kPa;
- Lagern Sie das Produkt in einem gut belüfteten Raum ohne korrosive Gase. Legen Sie keine schweren Lasten auf das Paket;
- Maximale Stapelhöhe (verpackt): 4 Einheiten;
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht für längere Zeiträume lagern;
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es vollständig auf, schalten Sie den Leistungsschalter aus und lagern Sie es dann;
- Wenn Sie das Gerät länger als einen Monat lagern, laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie es weiter lagern oder verwenden.

3.4 Sicherheitsschilder am Elektrorollstuhl

Die folgenden Symbole werden auf dem Elektrorollstuhl verwendet, um Warnungen, obligatorische Maßnahmen und verbotene Operationen anzuzeigen. Es ist sehr wichtig, diese Symbole zu lesen und vollständig zu verstehen.



Warnung vor Quetschstellen: Legen Sie Ihre Hände nicht in bewegliche mechanische Teile, um Verletzungen zu vermeiden.



LiDAR-Abdeckungswarnung: Nicht tragendes Bauteil, nicht darauf treten.



Warnung zur Fußstütze : Stehen Sie nicht auf der Fußstütze, da dies zum Umkippen oder zu Verletzungen führen kann.



Wenn der Bremshebel auf das Symbol **[Ride]** eingestellt ist, befindet sich der Roller im **im Elektroantriebsmodus**. . Wenn er auf das Symbol **[Push]** eingestellt ist, befindet sich der Roller im **Push-Modus** . Wenn Sie den Modus wechseln, stellen Sie den Mobilitätsroller auf eine ebene Fläche und stellen Sie ihn während des Betriebs zur Seite.

4. Verwendung von elektrisch angetriebenen Rollstühlen

4.1 Auf- und Zusammenklappen des Elektrorollstuhls

4.1.1 Erweitern

1. Steigen Sie auf die Klappstütze, heben Sie den Griff nach oben und schieben Sie ihn nach vorne

2. Lehne öffnen



3. Heben Sie die Armlehnen auf beiden Seiten



4. Den Fußstütze absenken




4.1.2 Falten

1. Heben Sie die Armlehnen leicht an, drücken Sie den Verriegelungsentriegelungsknopf und senken Sie die Armlehnen auf beiden Seiten

2. Steigen Sie auf die Klappfußstütze, heben Sie die Rückenlehnenarmlehne hoch und lassen Sie dann Ihren Fuß los

3. Ziehen Sie den Verriegelungsbügel zurück und klappen Sie die Rückenlehne



4. Den Fußstützer (optional) zurückziehen




5. Das Ziehen der Verriegelungsmechanismen auf beiden Seiten des Lenkrades ermöglicht es, das Lenkrad nach hinten zu biegen (nicht zwingend)



Achtung: Beachten Sie bitte das Warnschild für Einklemmstellen auf dem Elektrorollstuhl und vermeiden Sie das Einklemmens Ihrer Finger.

4.2 Einführung in den Controller



4.2.1 Einführung in die Schaltfläche

1. Richtungsjoystick



Wenn der Elektrorollstuhl eingeschaltet ist, bewegen Sie den Joystick, um Geschwindigkeit und Richtung zu steuern. Ziehen Sie den Joystick nach hinten, um das Bild der Rückfahrkamera auf dem Bildschirm anzuzeigen.

2. Ein/Aus / Sperren



Kurz drücken, um einzuschalten. Drücken und halten Sie für 3 Sekunden, um auszuschalten. Wenn eingeschaltet, kurz drücken, um in den Sperrmodus zu gelangen; Der Joystick ist deaktiviert. Der Elektrorollstuhl schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität automatisch aus.

3. EZ-Pass



Drücken Sie kurz, um diesen Modus zu aktivieren. Wenn er aktiviert ist, nimmt er kleinere Lenungskorrekturen vor, damit die Rollstuhlfahrer leichter durch enge Türen oder Durchgänge gelangen können. Drücken Sie erneut kurz, um diesen Modus zu deaktivieren.

4. **Hupe**

Drücken Sie, um die Hupe zu betätigen.

5. **Licht**

Drücken Sie kurz, um die Leuchten einzuschalten oder auszuschalten.

6. **SOS**

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm auszulösen. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um eine SMS-Nachricht an den Notfallkontakt zu senden (nur wirksam, wenn der PowerWheelchair mit der mobilen App verbunden ist oder eine 4G-SIM-Karte eingelegt ist. Der Steckplatz für die 4G-SIM-Karte befindet sich an der Außenseite des Controllers).

7. **Menü**

Kurz drücken, um das Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten [Upshift] / [Downshift], um pages.In Menü umzuschalten, halten Sie die Taste [Downshift] gedrückt, um die Beenden-Eingabeaufforderung zu öffnen, und drücken Sie dann kurz die Taste [Menu], um zu beenden.

8. **Hochschalten**

Drücken Sie kurz, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen, bis maximal Stufe 5. Drücken Sie im Menü kurz, um zur nächsten Seite zu gelangen. Drücken Sie auf dem Bildschirm zur Lautstärkeregelung kurz, um die Lautstärke zu erhöhen.

9. **Herunterschalten**


Drücken Sie kurz, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern, bis zu Stufe 1. Drücken Sie im Menü kurz, um zur vorherigen Seite zu gelangen. Drücken Sie auf dem Bildschirm zur Lautstärkeregelung kurz, um die Lautstärke zu verringern.

10. **Schiebemodus**

Halten Sie die [M] -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bremsen zu lösen, damit der Power-Rollstuhl manuell gedrückt werden kann. Drücken Sie kurz die [M] -Taste oder bewegen Sie den Joystick, um in den elektrischen Antriebsmodus zurückzukehren. Standardmäßig ist es die Vorwärtstaste. Die Tastenfunktion kann in

der App geändert werden.

4.2.2 Anzeigeeinformationen Beschreibung



4.3 Austausch des linken und rechten Armlehnencontrollers

1. Schalten Sie die Stromversorgung vor dem Austausch aus.
2. Entfernen Sie mit einem Innensechskantschlüssel die vier Innensechskantschrauben unter dem Armlehnenhalter und trennen Sie dann den Kabelbaum, der die linken und rechten Halter verbindet.
3. Tauschen Sie die linke und die rechte Steuerung aus und verbinden Sie den Kabelbaum erneut an. Setzen Sie die Steuerung wieder in den Schlitz ein und ziehen Sie die Innensechskantschrauben an, um den Austausch abzuschließen.


4.4 Batterie Demontage und Montage

Entfernen Sie die Batterie



1. Senken Sie den Batteriegriff.



2. Halten Sie den Griff und ziehen Sie die Batterie heraus.



Installieren Sie die Batterie

1. Sichern Sie den weichen Gummistopfen an der Batterieladeport. 	2. Heben Sie den Batteriegriff an. 	3. Schieben Sie die Batterie ganz entlang der Rinne und stellen Sie sicher, dass sie vollständig sitzt. 	4. Setzen Sie den Batteriegriff zurück. 
--	--	---	---

⚠ Achtung

- Wenn Sie den Elektrorollstuhl nach dem Auspacken zum ersten Mal einschalten, drücken Sie den Knopf auf der Batterie 3 Sekunden lang, um sie zu aktivieren. Eine grüne Lampe zeigt an, dass die Aktivierung erfolgreich war. Sie können dann den Elektrorollstuhl einschalten und verwenden.



- Wenn Sie die Batterie nicht ganz einschieben können, prüfen Sie, ob der weiche Gummistopfen an der Batterieladeport ordnungsgemäß befestigt ist.

4.5 In den Push-Modus wechseln

Methode 1: Verwenden Sie die Bremse-Freigabe-Schalter. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Elektrorollstuhl gesperrt oder ausgeschaltet ist, und ziehen Sie dann beide Bremse-Freigabe-Hebel nach unten, um in den Schubmodus zu wechseln.



Methode 2: Halten Sie die Taste [Push-Modus] 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Push-Modus zu wechseln, und der Power-Rollstuhl kann manuell gedrückt werden. Bewegen Sie den Joystick oder drücken Sie kurz die Taste [Push-Modus], um in den elektrischen Antriebsmodus zurückzukehren. Der Power-Rollstuhl bewegt sich nur, wenn der Joystick bewegt wird.

⚠ Achtung

- Wenn der Elektrorollstuhl eingeschaltet ist und sich nicht im Sperrmodus befindet, führt das Umschalten des Bremsenriegelungshebels zu einem Fehlerzustand, und der Joystick kann die Bewegung nicht steuern.
- Die Feststellbremsschalter müssen beide in der Sperrstellung sein; andernfalls geht das Gerät in einen fehlerhaften Zustand über.

4.6 Ladeeinleitung

4.6.1 Lademethode

- Methode 1: Laden Sie das Gerät auf. Richten Sie den roten Punkt am Stecker mit dem roten Punkt am Ladeanschluss unter dem Armlehnen aus und stecken Sie ihn in die gleiche Richtung ein, um das Laden zu starten.



- Methode 2: Entfernen Sie die Batterie. Richten Sie den roten Punkt am Stecker mit dem roten Punkt am Batterieladeanschluss aus und stecken Sie ihn in die gleiche Richtung ein, um das Laden zu starten.



4.6.2 Beschreibung des Ladezustands

1. Wenn Sie das Gerät während des Betriebs aufladen, wird der Ladezustand auf dem Bildschirm in Echtzeit angezeigt.
2. Wenn Sie das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet lassen, blinkt die Batterieanzeige abwechselnd, um den Ladevorgang anzuzeigen. Die Anzeige erlischt, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

⚠ Achtung

- Das Gerät darf nicht während des Ladevorgangs verwendet werden.
- Wenn das Ladegerät eingeschaltet und länger als 12 Stunden an den Elektrorollstuhl angeschlossen ist, schaltet es automatisch den Strom ab und schaltet in den Überladungsschutz um. Trennen Sie den Strom, um den Überladungsschutz zu beenden; Erst dann kann es wieder das PowerWheelchair aufladen.
- Lagern Sie die Batterie in einer Umgebung mit einer Temperatur von mindestens 0°C. Stellen Sie vor dem Lagern sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf.
- Die Batterie kann überentladen werden und keine Ladung mehr aufnehmen.
- Fremde Gegenstände können einen Kurzschluss verursachen.
- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Batterieladegeräts.
- Das Batterieladegerät darf nur im Innenbereich verwendet werden und darf nicht Regen oder anderen feuchten Bedingungen ausgesetzt werden.
- Bei der Ladung können explosive Gase entstehen. Daher sollten der Elektrorollstuhl und das Batterieladegerät von Zündquellen wie Flammen und Funken ferngehalten werden.
- Nutzen Sie nur das originale Ladegerät, um den Akku aufzuladen.

4.7 Verbinden Sie sich mit der App

1. Scan den QR-Code, um die Begleit-App für den Power Rollstuhl herunterzuladen und zu installieren.



Android-Version



iOS-Version

2. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät hinzuzufügen.
3. Für weitere Informationen zu zusätzlichen Funktionen (wie z. B. SOS-Notfallhilfe und Fernsteuerung der App) siehe die App.

Achtung

- Die Companion-App für dieses Produkt unterstützt Android 14 und iOS 16.6 oder höher.
- Dieses Produkt unterstützt nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerke.
- Wegen Updates können sich die tatsächlichen Vorgänge geringfügig von der obigen Beschreibung unterscheiden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Dieses Produkt kann zu einem Zeitpunkt nur einem Mobil-App-Konto zugeordnet werden. Sie können es erst einem anderen Konto zuordnen, nachdem Sie es zuvor von dem aktuellen Konto getrennt haben.

4.8 EZ-Pass-Funktionsbeschreibung

EZ-Pass Entsperrungsmethode

Achtung

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert, und die EZ-Pass-Taste am Power Wheelchair ist deaktiviert. Sie müssen sie aktivieren, nachdem das Power Wheelchair an die Mobile-App gebunden wurde. Standardmäßig begrenzt diese Funktion die Geschwindigkeit auf Level 2; Die Begrenzung kann durch Beantworten von Fragen in der App entfernt werden.

Wenn EZ-Pass aktiviert ist, nimmt der Elektrorollstuhl proaktiv kleinere

Lenkungsanpassungen vor, um "Hindernisvermeidung" zu erreichen. Wenn er feststellt, dass er nicht sicher passieren kann, wird er langsamer und hält an, um das Risiko einer Kollision oder eines Umkippens zu verringern.

Dieses Feature kann die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen reduzieren, kann sie aber nicht vollständig vermeiden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf dieses Feature, insbesondere in bestimmten speziellen Situationen. Benutzer können auswählen, ob dieses Feature aktiviert wird; es ist nur eine Hilfsdurchgangsfunktion.

EZ-Pass kann Kategoriebeschreibung nicht erkennen

Unauffindbare Kategorie	Systemfähigkeitsgrenze	Typischer Szenario
Ziel in Höhenrichtung	Objekte mit einer Höhe $\leq 26,4$ cm können nicht erkannt werden	Gegenstände auf dem Boden mit einer Höhe von weniger als 26,4 cm, wie Kinderspielzeug (Spielzeugautos/Wickelwagen), Hausschuhe, Bodenmatten usw.
	Es können keine hängenden Objekte mit einem Bodenabstand $> 26,4$ cm erkannt werden	Deckenmontierte Regale oder Gestelle, dekorative Leuchten, Kronleuchten usw., deren unterste Kante höher als 26,4 cm ist
kleines/feines Ziel	Objekte mit einem Durchmesser oder einer Breite < 2 mm können nicht erkannt werden	Drähte, dünne Stäbe, schmale Kabel
Transparentes Ziel	Transparente Objekte (Objekte mit sichtbarem Lichtdurchlässigkeit $> 85\%$ und Nahinfrarotdurchlässigkeit $\geq 90\%$) können nicht erkannt werden	Glass-Türen, Acrylplatten, transparente Kunststofffolien
Ziel mit hoher Reflektivität	Objekte mit hoher Reflektivität (Reflektivität $> 85\%$) können nicht erkannt werden	Spiegel, Edelstahlkomponenten, polierte Metallplatten
Ziel mit geringer	Schwarze oder stark absorbierende Objekte können nicht erkannt werden	Schwarzer Gummi, mattes schwarzes ABS-Kunststoff,

Reflektivität/absorbierendes Ziel	werden (nahes Infrarot-Reflexionsvermögen < 5%)	dunkler Kohlenstofffaser, schwarzes Gewebe, Kohle
Strassentiefenstelle/Längendifferenz	Oberflächenvertiefungen, -senken oder -neigungen mit einer Höhendifferenz <26,4 cm	Senkweg, Abhang, Abstiegsstufen

Warnung

Selbst wenn ein Hindernis in die erkennbaren Kategorien fällt, kann es sein, dass der LiDAR es nicht erkennt. Bevor Sie diese Funktion nutzen, sollten Sie ihre Betriebsmethoden, positiven und negativen Szenarien vollständig lesen und verstehen. Wenn Sie Fragen haben, aktivieren Sie diese Funktion bitte nicht, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Jegliche Risiken, die sich aus einer Verwendung außerhalb des vorgesehenen Zwecks ergeben (einschließlich Missbrauch, Kollision oder Verletzung), liegen nicht in der Haftung des Herstellers.

Achtung

Es wird empfohlen, dass Benutzer die EZ-Pass-Funktion vorübergehend ausschalten, wenn die folgenden Situationen auftreten:

- Regen/Nebel/Kondensation: Streuung/Dämpfung durch Wassertröpfchen oder Nebeltröpfchen in der Luft;
- Starke direkte Infrarotstrahlung: Das Sensorfenster ist direkt Sonnenlicht oder einer starken Infrarotquelle ausgesetzt;
- Schwere Flecken/Kratzer: Verschmutzung, Kratzer auf der LiDAR-Abdeckungsoberfläche, Faltenbildung des Films usw.;
- Kratzer, Staub oder Schmutz auf der LiDAR-Abdeckung können die Erkennungsleistung verringern und sollten umgehend gereinigt werden;
- Beim Passieren von Türen, die manuell geöffnet werden müssen, wie Rollläden und Drehflügeltüren.

4.9 Rückfahrkamera-Funktion

Das Rückfahrkamerasystem aktivieren

Ziehen Sie den Joystick nach hinten. Der Bildschirm zeigt die Rückansicht und gibt Alarme für erkannte Fußgänger aus, während sich der Rollstuhl gleichzeitig nach hinten bewegt. Nach dem Stoppen bleibt das Bild 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm und verschwindet dann. Wenn Sie den Joystick nach vorne drücken, wird

das Bild sofort gelöscht.



Warnung bei Gefahrenerkennung

Beim Rückwärtsfahren erkennt die Rückfahrkamera Fußgänger und markiert sie auf dem Bildschirm. Wenn ein Fußgänger innerhalb von **1,5 m** erkannt wird, ertönt ein akustisches Warnsignal.

5. Wartung und Instandhaltung

- Reinigen Sie regelmäßig die Sensoroberflächen (z. B. Radarsensoren und Rückfahrkamera) von Staub, um den ordnungsgemäßen Betrieb aller Funktionen sicherzustellen.
- Mit ausgeschaltetem Strom prüfen Sie täglich den Joystick auf Schäden und stellen Sie sicher, dass er sich korrekt in die Neutralstellung zurückbewegt. Wenn Sie Defekte feststellen, wenden Sie sich sofort an den Händler. Versuchen Sie nicht, den Joystick selbst zu reparieren.
- Überprüfen Sie täglich den Sitz, die Armlehnen und die Fußplatte auf lose Teile, übermäßigen Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn Probleme festgestellt werden, wenden Sie sich an den Händler.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Reifenprofile. Ersetzen Sie bei Bedarf abgenutzte Reifen bei einem autorisierten Händler.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Hinterreifendruck; der empfohlene Druck beträgt 35 PSI / 2,4 Bar. Bei Unterschreitung dieses Wertes aufpumpen. Niedriger Druck beschleunigt die Reifenalterung und beeinträchtigt die Reichweite.
- Überprüfen Sie alle freiliegenden Kabelbäume und Steckverbindungen auf Abnutzung, Beschädigung oder Korrosion. Alle beschädigten Kabel oder Steckverbindungen müssen vom Händler repariert oder ersetzt werden.
- Halten Sie alle elektronischen Komponenten (z. B. Ladegerät und Joystick) vor Feuchtigkeit fern. Wenn sie feucht werden, verwenden Sie sie nicht wieder, bis sie vollständig trocken sind.

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungselemente auf Lockerung, Verschleiß oder Korrosion. Wenn Sie Abweichungen feststellen, schalten Sie die Stromversorgung sofort ab und wenden Sie sich an den Händler.
- Vermeiden Sie es, den Joystick-Controller schlechtem Wetter auszusetzen. Feuchtigkeit kann den Controller beschädigen und die Garantie des Scooters ungültig machen.

5.1 Service life

Dieses Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren ab dem Herstellungsdatum. Bitte verwenden Sie das Produkt innerhalb der Gültigkeitsdauer. Die Verwendung nach Ablauf der Gültigkeit ist verboten, um Unfälle zu vermeiden.

5.2 Entsorgung

Achten Sie bei der Entsorgung des Geräts, seiner Teile und der Batterie oder seiner Teile auf die örtlichen Entsorgungsrichtlinien. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Kundendienst.

6. Cybersicherheit

Dieser Elektrorollstuhl enthält eingebettete Steuerungssoftware und drahtlose Kommunikationsfunktionen.

Zur Gewährleistung der sicheren Verwendung beachten Sie bitte Folgendes:

Software darf ohne vorherige Autorisierung durch den Hersteller weder installiert noch verändert werden.

Drahtlos übertragene Daten sind mittels AES128 verschlüsselt. Die Kopplung hat auf sichere Weise zu erfolgen. Im Falle eines Softwarefehlers wechselt das System in einen sicheren Stoppmodus.

Personenbezogene Daten (sofern erhoben) werden gemäß DSGVO geschützt und auf Anfrage gelöscht.

7. Funktechnologie und zugehörige Einstellungen

7.1 Funktionsbeschreibung der Funkverbindung

Der Rollstuhl kann per Mobiltelefon über Bluetooth 5.4 gesteuert werden.

7.2 Maßnahmen zur Funknetz-Sicherheit

Auf der Anwendungsebene sind interaktive Daten durch Hardware geschützt und können nicht direkt gelesen werden. Bei mehrfachen Datenfehlern oder illegaler

Inhaltsüberprüfung wird die Verbindung unterbrochen und die [beleidigende Partei] wird auf eine schwarze Liste gesetzt, bis der Erfassungsbereich ihre Entfernung zulässt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Signale wie vorgesehen übertragen werden.

7.3 Informationen zur Behebung von drahtlosen Problemen

Wenn das Mobiltelefon den Rollstuhl nicht richtig steuern kann, stellen Sie bitte die Benutzung des Mobiltelefons ein und verwenden Sie sofort die Taste am Rollstuhl.

Bitte entfernen Sie andere drahtlose Geräte aus der Umgebung und verbinden Sie das Mobiltelefon erneut mit dem Rollstuhl. Versuchen Sie, den Rollstuhl mit dem Mobiltelefon zu steuern. Verwenden Sie die Fernbedienungsfunktion erst, wenn das Mobiltelefon den Rollstuhl richtig steuern kann.

7.4 Informationen über Probleme und Lösungen bei der Koexistenz von Funknetzen

Beim Gebrauch des Mobiltelefons sollten Sie andere Funkgeräte vom Rollstuhl fernhalten, mindestens 2 m.

7.5 RF Funkkommunikationsinformationen

Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben können.

Der Betrieb ist unter folgenden zwei Bedingungen zulässig:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können, akzeptieren.

8. Fehlerbehebung

Wenn eine anormale Meldung erscheint oder das Gerät nicht normal verwendet werden kann, entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle eine erste Überprüfung. Wenn das Problem nach Befolgen der vorgeschlagenen Maßnahmen weiterhin besteht, beenden Sie die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst. In diesem Handbuch werden nur grundlegende Methoden zur Fehlerbehebung bei häufigen Anomalien aufgeführt. Ausführlichere Fehlerinformationen, Echtzeit-Statusdetails oder weitere Anleitungen finden Sie in der offiziellen App und unter **Gerätediagnose / Hilfe & Support**.

Allgemeiner Fehler /	Mögliche	Benutzerfehlerbehebung (in der
----------------------	----------	--------------------------------

Symptom	Ursache(n)	Reihenfolge)
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden	Akku leer; Akku nicht aktiviert; Akku nicht vollständig eingesetzt	① 30 Minuten lang aufladen und erneut versuchen. ② Drücken Sie kurz die Batterietaste, um zu prüfen, ob sich die Kontrollleuchten einschalten. Wenn nicht, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Batterie zu aktivieren, und versuchen Sie es dann erneut. ③ Weitere 30 Minuten aufladen und erneut versuchen. ④ Prüfen Sie, ob die Batterie vollständig sitzt. ⑤ Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kann sich bewegen, aber die Geschwindigkeit ist deutlich verringert	Niedriger Batteriestand; Niedrige Temperatur verringert die Batterieleistung; Niedriger Reifendruck / hoher Rollwiderstand; Überhitzung des Motors/Controllers mit Leistungseinbußen; Überlastung	① Laden Sie den Akku vollständig auf. ② Bewegen Sie sich nach drinnen und lassen Sie es vor dem Gebrauch bei niedrigen Temperaturen aufwärmen. ③ Prüfen Sie den Reifendruck / prüfen Sie, ob die Räder durch Schmutz eingeklemmt sind. ④ Halten Sie an und lassen Sie das Gerät 10 Minuten abkühlen. ⑤ Reduzieren Sie die Belastung / Steigintensität.
Plötzlicher Ausfall während der Fahrt	Unterspannungsschutz (leere Batterie); Überstrom-/Übertemperatur-Schutz; Übermäßiger Straßenwiderstand	① Überprüfen Sie den Batteriestand. Wenn er niedrig ist, laden Sie die Batterie sofort auf oder ersetzen Sie sie. ② Lassen Sie das Gerät abkühlen, dann starten Sie es neu. ③ Überprüfen Sie, ob ein Rad blockiert ist.
Das Netzteil ist angeschlossen, aber das Gerät wird nicht geladen	Keine Stromversorgung an der Steckdose; Ladegerät defekt; Schlechter Kontakt	① Prüfen Sie, ob die Batterie aktiviert wurde. ② Prüfen Sie die Steckdose / bestätigen Sie, dass die Steckdose Strom hat. ③ Ziehen Sie den Ladeanschluss und den

	an der Ladebuchse; Batterietemperatur zu niedrig (<5°C); Batteriealterung	Batterieanschluss ab und stecken Sie sie wieder ein.④ Stellen Sie sicher, dass die Batterietemperatur vor dem Laden über 5 °C liegt.⑤ Wenn die Ladung immer noch nicht erfolgt, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Ladegerät / die Batterie zu überprüfen.
Reichweite fällt stark ab	Alterung der Batterie; Niedrige Temperatur; Niedriger Reifendruck; Häufiges Bergsteigen / Gras oder andere Oberflächen mit hohem Widerstand; Bremsenrückzug	① Heizen Sie sich drinnen auf und bewerten Sie dann die Reichweite erneut.② Führen Sie nach dem vollständigen Aufladen einen Reichweitetest über kurze Distanzen durch.③ Überprüfen Sie, ob die Reifen/Rollen reibungsfrei laufen und ob der Reifendruck normal ist.④ Verringern Sie die Steigung/Last.⑤ Ersetzen Sie bei Bedarf die Batterie.
Schwingungen / Ziehen nach einer Seite / unruhiges Lenkverhalten	Unregelmäßiger Reifendruck; Lose Radlager; Reifenverschleiß; Unregelmäßiger Boden; Vorderradschütteln	① Überprüfen Sie, ob der Luftdruck der linken und rechten Reifen gleich ist.② Prüfen Sie die Reifen auf Wülste oder starken Verschleiß.③ Entfernen Sie alle verwickelten Schmutzpartikel von den Rädern.④ Führen Sie einen Testlauf mit niedriger Geschwindigkeit durch.⑤ Wenn das Problem weiterhin offensichtlich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst für eine Ausrichtung/Lagerprüfung.
Stopt unerwartet während der Fahrt	LiDAR-Sensor durch Kleidung blockiert; Große Gegenstände an der Seite montiert/aufgehängt	① Prüfen Sie, ob der LiDAR-Sensor durch Kleidung, Decken usw. blockiert ist.② Prüfen Sie, ob Seitentaschen/Zubehör den LiDAR-Sensor blockieren.
Armlehenschließknopf kann beim Einfalten nicht gedrückt werden	Armlehne unterliegt einem Druck nach unten; Knopf defekt	① Heben Sie zuerst die Armlehne an, drücken Sie dann den Sperrknopf und überprüfen Sie, ob die Armlehne

		abgesenkt werden kann.② Wenn Sie immer noch nicht drücken können, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Klappbarer Fußstütze kann während des Ausklappens nicht gedrückt werden	Nicht gemäß der Bedienungsanleitung betrieben; Klappfußstütze defekt	① Drücken Sie beim Hochziehen der Rückenlehne/Armlehne auf die klappbare Fußstütze.② Wenn Sie sie immer noch nicht drücken können, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Das Ladegerät oder die Batterie wird ungewöhnlich heiß oder riecht unangenehm	Schlechter Kontakt; Ladegerät defekt; Batterie defekt; schlechte Belüftung	① Beenden Sie sofort das Laden und trennen Sie die Stromversorgung.② Bewegen Sie sich in einen gut belüfteten Bereich und beobachten Sie.③ Prüfen Sie, ob der Stecker/Steckverbinder schwarz geworden oder locker ist.④ Verwenden Sie es nicht weiter; wenden Sie sich an den Kundendienst.

9. Berichterstattung über schwerwiegende Vorfälle

Im Falle eines schwerwiegenden Vorkommnisses (Tod, vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands oder eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit) im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Hersteller oder den Bevollmächtigten in der EU/im Vereinigten Königreich.

Dokumentieren Sie die Einzelheiten des Vorkommnisses, den Zustand des Produkts sowie den Zustand des Patienten bzw. Anwenders.

Die Nichtmeldung schwerwiegender Vorkommnisse kann die Patientensicherheit beeinträchtigen und zur Nichteinhaltung regulatorischer Anforderungen führen.

10. Lieferschein

Artikelname	Anzahl	Anmerkungen
Intelligentes Rollstuhl	1	Enthält Batterie
Benutzerhandbuch	1	—
Quick Start Guide	1	—
Sicherheitsgurt-Kit	1	Enthält Sicherheitsgurt, Schrauben und L-förmigen Inbusschlüssel
Aufladung	1	—

11.Garantie

BESCHRÄNKTE ZWEI JAHRE GARANTIE

Tragende Rahmenkomponenten, einschließlich: Plattform, Gabel, Sitzstützen und Rahmenschweißverbindungen.

Der Antrieb einschließlich des Differentialgetriebes, Motors und der Bremsen.

Wir bieten eine Garantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum auf alle Schäden aufgrund von Produktions- und Materialfehlern. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt.

Alle elektronischen Teile einschließlich der Bedienelemente haben zwei (2) Jahr Garantie. Die Steuerung und das Batterieladegerät müssen von Ihrem autorisierten Pride/Quantum Rehab Fachhändler gewartet werden.

Alle Versuche, diese Teile zu öffnen oder auseinanderzubauen, führen zu dem Verlust der Garantieansprüche.

AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile, die wegen ihrer Abnutzung zu ersetzen sind (Reifen, Gurte, Lampen, Polsterung, Kunststoffverkleidung, Kohlebürsten, Sicherungen und Batterien), sowie durch falschen Gebrauch oder Unfälle entstandene Produktschäden, für die Pride und deren Vertreter keine Verantwortung übernehmen. Diese Garantie gilt nicht für Arbeitskosten und Kundendienstleistungen.

BATTERIEN

Die Batterien haben eine Herstellergarantie von sechs (6) Monaten.

Nicht durch die Garantie abgedeckt ist eine allmähliche Leistungsver schlechterung der Batterien wegen andauernden Entladungszustandes, ihrer Aufbewahrung bei tiefen Temperaturen für längere Zeit oder ihrer Abnutzung infolge starken Gebrauchs.

GARANTIEAUSSCHLUSS



Der Garantieservice kann durch Ihren autorisierten Pride/Quantum Rehab Fachhändler gewährleistet werden. Für Informationen über die Kundendienstkosten wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Pride/Quantum Rehab Fachhändler.

ERSATZEINHEITEN

Die Verfügbarkeit von Ersatz liegt im Ermessen des Lieferanten und nicht des Herstellers. Weitere Informationen bezüglich der Ersatzeinheiten erhalten Sie von Ihrem autorisierten Pride/Quantum Rehab Fachhändler.

12. Etiketten und Verpackungs-Logo-Design

Symbol	Einleitung	Symbol	Einleitung
	Herstellername Adresse		siehe Bedienungsanleitung
	Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen		CE-Kennzeichnung und UKCA- Kennzeichnung
	Medizinisches Gerät		Der Schutz des Geräts vor Spritzwasser aus jeder Richtung ohne Funktionsbeeinträchtigung.
	Vor Feuchtigkeit schützen		Vor Licht schützen
	WEEE (Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten)		Einzigartige Geräteidentifikation

	Geräte) verlangen, dass Abfall Produkte gemäß mit den gesetzlichen Richtlinien.		
	Maximale Anzahl identischer Transportverpackungen/ Gegenstände, die auf der untersten Verpackung gestapelt werden dürfen, wobei „n“ die maximale Anzahl ist.		Dies ist die richtige aufrechte Position der Verteilung Verpackungen für den Transport und/oder die Lagerung.
	ELEKTROFAHRZEUG		ZERBRECHLICH
	Entsorgen Sie Abfälle richtig		Recycling
	European Authorized Representative		UK Verantwortliche Person



Beijing OrionStar Technology Co., Ltd
Raum 1201-7, 12. Stock, Gebäude 1, Yard 60, Heping West Road,
Shijingshan District, Peking, China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



SUNGO Certification Company Limited
3rd floor, 70 Gracechurch Street, London. EC3V 0HR

Importer:

Germany

Pride Mobility Products GmbH

Josef-Förster-Str.6-8

33161 Hövelhof, Germany

www.pridemobility.de